

СЦ Диаэм Прайс-лист на дозаторы 2025 г.

Цены в рублях с учетом НДС (20%),
на обслуживание дозаторов любых производителей:

Тип услуги	Техническое обслуживание	Ремонт	Выездное техническое обслуживание	Сертификат о калибровке	Свидетельство о поверке
Тип дозирующего устройства	включает калибровку, без выдачи сертификата	включает калибровку, без выдачи сертификата	включает калибровку без выдачи сертификата	для дозаторов от 0,5 мкл	для дозаторов менее 0,5 мкл – по договоренности
Дозатор одноканальный ¹	3100 р.	3870 р.	4450 р.	3300 р.	3800 р.
Дозатор многоканальный ²	3700 р.	4530 р.	4950 р.	4200 р.	4910 р.
Дозатор электронный	5040 р.	8400 р.	8400 р.	4200 р.	4910 р.

1. К одноканальным дозаторам относятся: механические одноканальные дозаторы переменного и фиксированного объемов дозирования, а также титраторы и флакон-диспенсеры (дозаторы на бутылки).
2. К многоканальным дозаторам относятся: механические 4-, 8- и 12-канальные дозаторы.

Описание типов услуг:

Тип услуги	Производимые действия
Профилактика	1. Диагностика; 2. Чистка + смазка; 3. Если необходимо: замена прокладки, аккумулятора, сбрасывателя наконечников (аккумулятор и сбрасыватель наконечника оплачиваются отдельно); 4. Подготовка к метрологической аттестации (поверке или калибровке); 5. Высокоточная калибровка.
Ремонт	1. Профилактика; 2. Замена всех необходимых запчастей (запчасти оплачиваются дополнительно).
Выездное техническое обслуживание	1. Профилактика непосредственно на территории заказчика; 2. Замена всех необходимых запчастей (запчасти оплачиваются дополнительно).

Производимые действия могут отличаться в зависимости от модели и производителя дозатора.

Для оформления заявки на сервисное обслуживание просим обращаться в наш сервисный центр Диаэм по тел.: (495) 745-05-08, доб. 144, 180, 185 или по электронной почте: service@dia-m.ru.

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

