

«КовидЭк Экстракт»

Набор реагентов для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

- ✓ Менее часа на выделение;
- ✓ Метод спиртового осаждения (преципитация);
- ✓ ОТ-ПЦР в одной пробирке;
- ✓ 2 генетические мишени – ORF1ab и ген N;
- ✓ 2 канала детекции – FAM (ВКО) и HEX (коронавирус);
- ✓ 2 реагента для приготовления реакционной смеси;
- ✓ 2 контроля – ПКО и ОКО;
- ✓ Внутренний контроль – эндогенный, входит в состав реагентов и не требует ручного внесения;
- ✓ Адаптирован под все «реал-тайм» амплификаторы, включая QuantStudio5;
- ✓ Детектирует все известные штаммы SARS-CoV-2;
- ✓ Время амплификации – от 89 мин. (ДТ, RG Q) до 59 мин. (QS5);

